




# KIPKEP®

LEXIE  
HEATING PILLOW



zdravotnícky prostriedok, trieda I



## Používanie Lexie:

- Teplý/studený vankúš na telo.
- Teplý: poskytuje uvoľnenie a znižuje bolesti brucha počas menštruácie.
- Zábál na krk a ramená.
- Úľava od bolesti pri bolestiach v dolnej časti chrbta.
- Uvoľnenie: teplo a váha poskytujú uvoľnenie.
- Počas tehotenstva: ako tepelná podložka pri bolestiach väzov a bedrovej chrbtice (LBP).
- Môže sa používať aj pri bolestiach svalov.
- Ako studený obklad, ideálny pri bolestiach svalov, podvrtnutí, uštipnutí hmyzom, úpale, bolestiach hlavy, horúčke, letných horúčkavách a návaloch tepla.

- Ako hrejivý vankúš: uvoľňuje upokojujúce teplo, ktoré prináša úľavu od napätia, stresu a bolesti.
- Je vhodný na mnohostranné použitie a dobre sa prispôsobí krku, ramenám, chrbtu, hlave, nohám a bruchu.
- Lexie je bez parfumácie.

## **UPOZORNENIE:**

Vždy dodržiavajte tieto pokyny a skladujte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte návod na použitie.

- Vždy používajte s krytom.
- Vankúš by nemali používať osoby precitlivené alebo necitlivé na teplo a iné veľmi zraniteľné osoby, ktoré zle reagujú na prehriatie.
- Vankúš nevystavujte nadmernému teplu z iných zdrojov tepla. Výrobok je určený na používanie v interiéri.
- Dbajte na to, aby ste ho nenamočili! Ak sa vankúš namočí, nie je možné ho používať.
- Pre dlhú životnosť je dôležité zabezpečiť, aby bola mikrovlnná rúra pri ohrievaní správne nastavená.
- Neodporúča sa pre deti mladšie ako 4 roky alebo na používanie zdravotne postihnutými, spiacimi alebo
- Nepoužívajte počas spánku.
- Vankúš používajte len na zakrytom tele.
- Toto NIE je hračka. Odporúča sa dohľad rodičov.
- Vankúš je najlepšie neohrievať v bežnej rúre alebo teplovzdušnej rúre, pretože tento spôsob ohrevu je ťažšie kontrolovateľný.

- Nedovoľte, aby sa vankúš počas zahrievania dostal do kontaktu s kovom. Napríklad s roštom, stenou alebo dnom mikrovlnnej rúry. Poškodilo by to vankúš.
- Pred použitím vždy skontrolujte teplotu vankúša na vnútornej strane zápästia.
- Vyhnite sa kontaktu s citlivou pokožkou.
- Nepoužívajte ho, ak sa objavia príznaky podráždenia pokožky.
- Nepoužívajte, ak sa objavia príznaky zápalu.
- Samotný vankúš NIE je možné prať. Poťah sa však môže prať pri 40 stupňoch.
- Vankúš nepoužívajte po jeho nosení alebo prehriatí (semienka zuhoľnatejú a vydávajú nepríjemný zápach spáleniny alebo sa na vankúši alebo poťahu objavia stopy po spálení).
- Keď sa náplň príliš zahreje a semienka naakumulujú príliš veľa tepla, bavlnená tkanina sa neopraviteľne poškodí. Zvyčajne to spoznáte podľa hnedých škvŕn a malých dierok v tkanine. Vankúš je potom nepoužiteľný. Nehovoriac o tom, že zápach horenia nie je počas používania príjemný.
- Dôležité: pri ohrievaní v rúre alebo mikrovlnnej rúre nikdy nenechávajte vankúš bez dozoru. Pri nesprávnom ohrievaní hrozí nebezpečenstvo požiaru.
- Spoločnosť KipKep nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku nesprávneho používania alebo nedodržania pokynov na používanie vankúša.
- Akýkoľvek závažný incident, ku ktorému dôjde počas používania vankúša, je potrebné nahlásiť výrobcovi

(KipKep B.V.) a príslušnému orgánu krajiny, v ktorej má používateľ/pacient bydlisko.

- Vždy dodržiavajte pokyny výrobcu mikrovlnnej rúry a uistite sa, že úroveň výkonu je v súlade s nastaveniami mikrovlnnej rúry.

-**Výplň:** ľanové semienko | **Vankúš:** 100% bavlna | **Poťah:** rôzne, pozri štítok na poťahu. Vankúš vždy používajte s originálnym poťahom KipKep.

- Pravidelne kontrolujte, či vankúš nevykazuje známky opotrebovania alebo poškodenia. Ak sa takéto príznaky objavia, ak bol vankúš používaný nesprávne alebo je nefunkčný, pred ďalším použitím kontaktujte dodávateľa.

## **Návod na použitie vyhrievacej podložky Lexie od spoločnosti KipKep**

Môže sa používať ako vyhrievacia podložka a studený obklad. Vďaka svojmu tvaru je podložka Lexie ideálna na použitie na brucho, spodnú časť chrbta a krk. Hmotnosť je rozložená na celý vankúš. Vankúš by mal byť vlažný, nikdy nie horúci.

- Neprekračujte odporúčaný čas ohrievania a vankúš znovu nezahrievajte, kým nevychladne na izbovú teplotu.

- Vankúš vždy ohrievajte na otočnej sklenenej podložke. Najlepšie na čistom tanieri vhodnom do mikrovlnnej rúry (keramickom alebo sklenenom). Vždy si prečítajte návod na obsluhu mikrovlnnej rúry.

- Uistite sa, že v mikrovlnnej rúre nie sú zvyšky jedla. Zvyšky jedla sú pri ohrievaní veľmi horúce a môžu spôsobiť popáleniny na tkanine vankúša.
- Pred položením vankúša na telo ho nechajte 1 minútu vychladnúť. Po jednej minúte vždy skontrolujte teplotu na vnútornej strane zápästia alebo podpazušia (max. 45 C).
- Vankúš vždy nahrievajte bez poťahu.
- Vankúš vždy používajte s nasadeným poťahom. Ohriaty alebo ochladený vankúš vložte do poťahu.
- Vankúš nikdy nepoužívajte priamo na holú pokožku.
- Pred prvým použitím poťah vyperte. Pri čistení môžete vonkajší poťah prať pri teplote do 40 C.
- Vankúš zostane príjemne teplý až pol hodiny a je možné ho znovu ohriať. Medzi jednotlivými použitiami nechajte vankúš úplne vychladnúť.

#### Vyhrievanie:

- (Obr. 1) Vyberte vankúš z poťahu.
- Pred ohrievaním vankúša vždy vyberte mriežku z mikrovlnnej rúry a uistite sa, že vankúš je na čistom povrchu.
- Nikdy ho neumiestňujte na kovový povrch a uistite sa, že sa počas ohrievania nedotýka stien mikrovlnnej rúry. Opatrne umiestnite vankúš do mikrovlnnej rúry a dbajte na to, aby nič nebránilo pohybu taniera.
- Preložte vankúš na polovicu; rovnomerne rozložte semená. Ak vaša mikrovlnná rúra nemá otočný tanier, položte vankúš na tanier/podnos vhodný do mikrovlnnej rúry a otočte ho v polovici ohrievania, aby sa výrobok

rovnomerne ohrial. Medzitým vankúšikom raz zatrate tam a späť.

- Uistite sa, že funkcie ako grilovanie alebo opekanie (ak sú v mikrovlnnej rúre k dispozícii) sú vypnuté.

- (Obr. 1) Ohrievajte vankúš bez poťahu v mikrovlnnej rúre pri výkone 600 W počas 90 sekúnd. V prípade potreby predĺžte čas o 15 sekúnd, kým sa nedosiahne požadovaná teplota. Vankúš nikdy neohrievajte dlhšie ako 2 minúty!

- Počas ohrievania nenechávajte vankúš bez dozoru.

- Opatrne vyberte vankúš z mikrovlnnej rúry, aby ste zabránili popáleniu.

- Mikrovlnná rúra funguje tak, že teplo sa pomaly šíri zvnútra von. To znamená, že po vybratí z mikrovlnnej rúry bude chvíľu trvať, kým sa vankúš zohreje.

Tento návod si uchovajte pre budúce použitie.