

GIO-400

CE 1639

innoGIO



GIOzoe

SONICKÁ ZUBNÁ KEFKA PRE DOSPELÝCH

Návod na použitie

Verzia: V 1.0 4/2020

Ďakujeme, že ste si zakúpili sonickú kefku GIOzoe. Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod na použitie a uchovajte si ho pre budúcu potrebu. Používajte tento výrobok len na účely opísané v tomto návode.

Ak je výrobok či akákoľvek jeho časť (nástavec, držiak alebo nabíjačka) akokoľvek poškodená, prestaňte výrobok používať. Obráťte sa na predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili.

Čistiace nástavce, rukoväť ani stojanček sa nesmie umývať v umývačke riadu.



DŮLEŽITÉ

Ak ste v posledných 2 mesiacoch podstúpili operáciu čeluste alebo ďasien, pred použitím tohto výrobku sa poraďte so svojim zubným lekárom.

Pokiaľ pri použití tohto výrobku dochádza k silnému krvácaniu alebo ak krvácanie neprestane ani po týždni používania, prestaňte výrobok používať a poraďte sa so svojim zubným lekárom.

InnoGIO GIOZoe spĺňa všetky požiadavky bezpečnostných noriem týkajúcich sa elektromagnetických zariadení. Ak máte v tele kardiostimulátor alebo iné zariadenie, musíte sa pred použitím tohto výrobku poradiť so svojim lekárom.

Zubná kefka GIOZoe je určený pre zaobchádzanie so zubami, ďasnami a jazykom. Nepoužívajte ho na iné účely. Ak k začnete pri používaní tohto výrobku pociťovať nepohodlie alebo bolesť, prestaňte výrobok používať a použitie konzultujte so svojim lekárom.

GIOZoe je výrobok určený pre osobnú hygienu, nie je určený na použitie pre väčší počet ľudí napr. V zubných ordináciách či iných zariadeniach. Nepoužívajte nástavce so zlomenými alebo ohnutými štetinami.

Čistiace nástavce vymieňajte každé 3 mesiace alebo častejšie, ak existujú známky opotrebenia. Nepoužívajte iné nadstavce ako tie, ktoré odporučil výrobca.

Ak zubná pasta obsahuje peroxidy, jedlú sódu alebo hydrogénuhličitan (často sa vyskytujú v bieliacich pastách), po každom použití dôkladne vyčistite hlavu kefky mydlovou vodou. Zabráňte tým popraskanie plastu.

VLASTNOSTI

Vďaka inovatívnej technológii sonických pulzov vykoná GIOZoe 13.000 vysoko intenzívnych kmitov za minútu. Je vybavený ultra hygienickú silikónovou hlaviceou na lekárske účely a vďaka mikro pohybom extrémne šetrným spôsobom rozbíja a odstraňuje zubný plak, bez toho, aby došlo k poškodeniu zubnej skloviny alebo ďasien.

Poznámka: GIOZoe môže byť pred prvým použitím zablokovaný. Pre odomknutie podržte súčasne tlačidlá + a -. Potom sa kontrolka rozsvieti, čo znamená, že výrobok je odblokovaný.



KEFOVEJ NÁSTAVCE



silikón-nylon (funkcia čistenia)



nylon (špeciálne použitie)



silikón (pre citlivé použitie)



masážna hlavica (relaxácia)



silikón (beauty, peeling)

VLASTNOSTI VÝROBKU

TLAČIDLO ON/OFF

- Jedným stlačením tlačidla prístroj zapnete, ďalším stlačením prístroj vypnete.
- Po 3 minútach sa GIOZoe automaticky vypne, aby sa zabránilo nadmernej spotrebe batérie.

REGULÁCIA KMITOČTU

- 16 režimov pre rôzne potreby starostlivosti o ústnu dutinu: intenzitu môžete upraviť stlačením tlačidiel + / -.
- Výrobok si pamätá vaše predvoľby, keď ho znovu zapnete.

NÁSTAVCE

- Silikónové a nylonové štetiny veľmi efektívne čistí a zároveň sú šetrné k ďasnám.
- Nylonové hlavice sú určené pre dospelých, ktorí majú nadmerné usadzovanie plaku a potrebujú účinnejšie čistenie.
- Určené pre čistenie jazyka - účinne odstraňujú zvyšky jedla a baktérie z jazyka, poskytujú svieži dych

BALENIE OBSAHUJE

1x nástavec silikón-nylon (s funkciou čistenie jazyka)

1x nástavec silikón (s funkciou čistenie jazyka)

1x nástavec nylon

1x masážny nástavec

1x beauty nadstavec

1x GIOZoe telo kefky

1x USB kábel

1x základňa

ŠPECIFIKÁCIA

rozmer: 194x29,5x25mm

váha: 60g max.

batérie: 420 mAh, 3,7 V

životnosť batérie: 120 použitie na 1 plné nabitie

frekvencia: 220 / 120Hz

hlučnosť: 50 dB

nabíjania: USB kábel 5V / 2W

napätie: 3,7V / 1W

POUŽITIE



Nanesenie zubnej pasty

Vytlačte požadované množstvo svojej obľúbenej zubnej pasty na štetinky nástavce.



Čistenie

Stlačením tlačidla ON/OFF kefku zapnete. Stláčaním +/- upravíte intenzitu kmitočtu. Počas čistenia vykonávajte hlavicoou krúživé pohyby a zľahka tlačte kefku na zuby po dobu 2 minút. Každých 30 sekúnd GIOZoe vydá jemný impulz ako signál k presunu do ďalšej časti úst.



Vypláchnutie úst

Stlačením tlačidla ON/OFF kefku vypnete. Vypláchnite ústa a kefku vrátane hlavice dôkladne opláchnite pod tečúcou teplou vodou. Čistenie zubov vykonávajte dvakrát denne, aby ste si užili krásny úsmev.

Odporúčanie: Pre kompletnú ústnu hygienu jemne vyčistite zvislými pohybmi aj jazyk.

REŽIM "pre krásne oči"

1. Nasadíte masážnu hlavicu určenú pre relaxáciu.
2. Stlačením tlačidla ON/OFF prístroj zapnete. Rozsvieti sa LED kontrolka. Stlačením tlačidiel + / - upravte intenzitu masáže podľa svojich preferencií.

Odporúčanie: Pre očné okolie odporúčame použiť slabšie pulzujúci režim.

Odporúčané postupy pre masáž očného okolia:

1. Naneste krém alebo sérum na pokožku od vnútorného kútika oka až k spánkom.
2. **Starostlivosť krúživými pohybmi:** Krúživými pohybmi masážnu hlavicom postupujte z vnútorného kútika oka do spánkovej časti. Opakujte 5x na oboch stranách.
3. **Starostlivosť tlakom:** Pomocou masážnej hlavice jemne pritlačte pokožku od vnútorného kútika oka k vonkajšej časti oka. Doba každého stlačenia by mala byť približne 2 sekundy. Opakujte 5x na oboch stranách.
4. **Starostlivosť pohybom:** Presuňte masážnu hlavicu zo stredu dolného viečka do vnútorného kútika oka a potom do vonkajšej časti oka. Opakujte 5x na oboch stranách.



ODPORÚČANÉ SPÔSOBY ČISTENIE TVÁRE / PEELING:

1. Odstráňte make-up, namočte si tvár a naneste na ňu kozmetický čistiaci prípravok.
2. Krúživými pohybmi vyčistite bradu a líca.
3. Začínajte vždy na vnútornej strane a jemnými ťahmi smerom von si vyčistite čelo.
4. Vyčistite jednu stranu nosa pohybom kefy smerom hore a dole, potom očistite druhú stranu nosa rovnakým spôsobom.
5. Jemne očistite oblasť pod očami. Na čistenie očného okolia sa odporúča použiť režim s nízkymi frekvenciami.

Opláchnite a osušte si tvár. Potom môžete použiť svoje obľúbené kozmetické výrobky pre starostlivosť o pleť.

ÚDRŽBA

Výrobok po každom použití dôkladne umyte v teplej vode a prsty pretiahnite štetinkami. Nechajte uschnúť na otvorenom priestranstve. Výrobok umiestnite na stojan alebo do sterilizačného boxu. Poznámka: Nikdy na čistenie nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce alkohol, benzín alebo aceton.

VÝMENA NÁSTAVCOV

Pri výmene nástavcov sa uistite, že je zariadenie vypnuté. Vytiahnite nástavec hore a vložte nový tak, aby medzera medzi nástavcom a rukoväťou nebola viditeľná, bez toho aby ste ju otočili.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

Ak je tento výrobok používaný malými deťmi alebo v ich okolí, je nevyhnutne nutný starostlivý dohľad dospelých osoby. Ak zistíte akékoľvek poškodenia výrobku (nástavec, rukov, nabíjačka), ihneď ho prestaňte používať. Nikdy na čistenie tohto výrobku nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce alkohol, benzín alebo aceton. Aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom, pripájajte prístroj ľan k napájacím sieťam s ochranným uzemnením.

NABÍJANIE

Poznámka: Pred nabíjaním sa uistite, že v okolí nabíjacieho vstupu či na nabíjačke nezostali zvyšky vody alebo zubnej pasty. Pripojte nabíjačku do nabíjacieho vstupu USB (DC 5V). 1 hodina nabíjania zaistí plné nabitie, čo je dostatočné pre cca 120 použítie. Ak je úroveň nabitia batérie nízka, bude to signalizované blikaním LED kontrolky. Ak kontrolka LED trvalo svieti, znamená to, že je zariadenie plne nabité. Ak je batéria vybitá, motor sa zastaví. Prístroj NENABÍJAJTE dlhšie ako 24 hodín. Upozornenie: Tento výrobok je napájaný lítiovými batériami 3,7V 420mAh, ktorých životnosť je cca 5 rokov.

NAJČASTEJŠIE PROBLÉMY A ICH RIEŠENIA

1. *Po stlačení tlačidla ON sa prístroj nezapne.* Batéria je vybitá. Výrobok nabite.
2. *Prístroj je zablokovaný.* Súčasným stlačením +/- prístroj odomknete.
3. *Prístroj nemožno vypnúť a / alebo tlačidlá prístroja nereagujú.* Mikroprocesor dočasne nefunguje správne. Ak chcete obnoviť normálnu prevádzku, pripojte nabíjací kábel.
4. *Aj keď je prístroj pripojený k nabíjačke, LED kontrolka neblinká.* Batéria je plne nabitá. Prístroj je pripravený na použitie.
5. *Batéria je vybitá.* Počas nabíjania trvá niekoľko minút, než začne kontrolka LED blikať. Nabíjací kábel nie je správne pripojený. Skontrolujte elektrickú zásuvku / USB a nabíjací vstup.
6. *Výrobok spadol do vody a nabíjací port je mokrý.* Prístroj vysušte a pokračujte v používaní. GIOZoe je vodotesný a nabíjací port je plne utesnený.

LIKVIDÁCIA PRÍSTROJA

Likvidácia elektronického zariadenia (platí pre EÚ a ďalšie európske krajiny so systémami selektívneho zberu odpadu). Tento symbol znamená, že s týmto zariadením by sa nemalo zaobchádzať ako s bežným domácim odpadom, ale malo by byť odovzdané na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení.



VÝMENA BATÉRIE

Batéria by mala byť pred likvidáciou vybratá z prístroja a nemala by byť likvidovaná ako bežný domáci odpad. Ak chcete vybrať batériu, zložte nástavec a silikónový kryt, otvorte plastové puzdro a vyberte batériu. Batériu zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi o životnom prostredí. Nezabudnite, že musíte najprv odrezať červenú kladnú pólou čiaru a potom čiernu zápornú pólou čiaru na batériu. Z bezpečnostných dôvodov je pri vykonávaní tejto operácie nutné používať ochranné rukavice. Výmenu batérie môže vykonávať len dospelá osoba.

Dôležité: Užívateľ tohto prístroja nesie sám zodpovednosť za prípadne vzniknuté úrazy alebo poranenia, pokiaľ nie je prístroj používaný v súlade s týmto návodom na použitie.

